



Lingettes à usage unique, sans aldéhyde,  
ni chlorexidine, **ni alcool**  
200 grandes lingettes  
(dimensions : 20 x 27 cm)

## mikrozid<sup>®</sup> sensitive wipes

### Les avantages du produit :

- prêtes à l'emploi, usage unique
- sans alcool
- action rapide et large spectre d'action
- actif sur HCV, HBV et HIV
- pour les surfaces sensibles à l'alcool

### Type de produit

Lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi. Liquide d'imprégnation sans alcool, à base d'ammoniums quaternaires.

### Domaines d'application

Désinfection rapide par essuyage des Dispositifs Médicaux [CE 0297] et de tous types de surface.

Particulièrement bien adapté pour les surfaces sensibles à l'alcool (par ex. plexiglas et sondes d'échographie).

### Conseils d'utilisation

#### Facile à utiliser :

Nettoyer la surface ou le Dispositif Médical à désinfecter avec une mikrozid<sup>®</sup> sensitive wipes.

Utiliser une seconde lingette en cas de fortes souillures.

Pour les grandes surfaces à traiter, utiliser plusieurs lingettes.

#### Manipulation :

Dévisser le couvercle, tirer la première lingette du rouleau, l'insérer dans l'orifice du couvercle. Revisser le couvercle.

Tirer la lingette suivante ou les lingettes suivantes selon les besoins. Elles sont aisément détachables.

### Activité microbiologique

Les mikrozid<sup>®</sup> sensitive wipes sont actives sur

- les bactéries
- les champignons
- les virus (y compris HCV, HBV, HIV, Rotavirus, Vacciniavirus)

### Activité / Temps de contact

(valable pour liquide d'imprégnation à 20 °C)

Activité	Temps de contact
<b>Bactéricide</b> NF EN 1040 NF EN 1276 (conditions de saleté) NF EN 13 727	5 min. 5 min. 5 min.
<b>Fongicide</b> NF EN 1275 NF EN 1275 (candida albicans)	15 min. 5 min.
<b>Virucide</b> Virus enveloppés (y compris HIV, HCV, HBV)	1 min.
<b>BVDV</b>	1 min.
<b>Rotavirus</b>	1 min.
<b>Vacciniavirus</b>	1 min.

# mikrozid® sensitive wipes

## Données relatives au produit

Composition :

Une boîte contient 200 lingettes prêtes à l'emploi et imprégnées.

100 g de solution contiennent : 0,26 g de chlorure de benzyl-C12-18-alkyldiméthylammonium, 0,26 g de chlorure de didécyl-diméthylammonium, 0,26 g de chlorure de C12-146 Alkyl-[(ethylphenyl)methyl]diméthylammonium

### Données physico-chimiques du liquide d'imprégnation

Aspect :	liquide limpide, incolore
Densité (20 °C) :	environ 0,998
Viscosité :	temps d'écoulement inférieur à 15 s. (DIN 53 211)
Stabilité à température :	de - 5 °C à + 40 °C
pH :	approx. 6,0 – 8,0
Point d'inflammation :	< 61 °C (DIN 51 755)

## Remarques particulières

Le port de gants de protection (par ex. en caoutchouc Butyl) est recommandé.

Conserver la boîte fermée hermétiquement. Protéger du gel, de la chaleur et du rayonnement solaire.

Entreposer à température ambiante.

Pour une utilisation en toute sécurité, consulter les instructions et la fiche d'information produit avant emploi.

## Présentation / Unités de conditionnement

Contenance	Conditionnement	Art. N°
boîte de 200 lingettes	10 b./carton	109 184
recharge de 200 lingettes	12 rech./carton	109 190

## Informations relatives à l'environnement

schülke fabrique tous ses produits selon des standards de qualité et de sécurité élevés tout en préservant l'environnement.

Tous les composants sont biodégradables conformément aux critères établis par les lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques.

## Avis d'experts et informations

Une revue de la littérature et des avis d'experts au sujet des mikrozid® sensitive wipes sont disponibles sur le site internet [www.schuelke.fr](http://www.schuelke.fr)

Pour vos commandes : +33 (0)1 49 69 83 78



Schülke & Mayr GmbH est certifié selon la norme EN ISO 9001, EN ISO 14001 et EN ISO 13485 (n° réf. 004567-MP23) et a validé un système de management de l'environnement selon Eco Audit Regulation (n° réf. DE-150-00003).



Schülke & Mayr GmbH  
22840 Norderstedt, Allemagne  
Téléphone +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
Télécopie +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstrasse 58  
8003 Zürich, Suisse  
Téléphone +41 (0) 44 - 466 55 44  
Télécopie +41 (0) 44 - 466 55 33  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

Schülke France SARL  
28, rue d'Arcueil  
94250 Gentilly  
Téléphone +33 (0) 1-49 69 83 78  
Télécopie +33 (0) 1-49 69 83 85  
[schuelkefrance.info@schuelke.com](mailto:schuelkefrance.info@schuelke.com)